


## Wb, If/Icc, Elisa용 항-Prmt5 다클론 항체 - O14744

품목 번호: CM0023441



### 소개

인간, 마우스, 래트와 교차 반응성을 가지는 PRMT5 토끼 pAb로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 아르기닌 메틸화, 크로마틴 조절 및 암 신호 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | PRMT5 토끼 pAb                                                           |
| 비고/별칭       | HSL7; JBP1; SKB1; IBP72; SKB1Hs; HRMT1L5; PRMT5                        |
| 종           | 인간                                                                     |
| 유전자 ID (인간) | 10419                                                                  |
| 유전자 ID      | 10419                                                                  |
| 면역원         | 합성 펩타이드 인간 PRMT5 (NP_006100.2)의 아미노산 538-637 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다. |
| 생산 기원       | 토끼                                                                     |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                                 |
| 적용 분야       | WB, IF/ICC, ELISA                                                      |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                            |
| SWISS       | O14744                                                                 |
| 단백질 분자량     | 73kDa                                                                  |
| 배송 방법       | 아이스 팩                                                                  |