


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Prmt5 토끼 다클론 항체 - O14744

품목 번호: CM0015493



소개

인간 PRMT5(O14744)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 아르기닌 메틸화, 크로마틴 조절 및 스플라이세오솜 조립 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PRMT5 토끼 pAb
비고/별칭	HSL7; JBP1; SKB1; IBP72; SKB1Hs; HRMT1L5; PRMT5
종	인간
GeneID (인간)	10419
GeneID	10419
면역원	인간 PRMT5(NP_006100.2)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O14744
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스백