


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Prmt6 다클론 항체 - Q96La8

품목 번호: CM0030492



소개

인간 PRMT6(HRMT1L6)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 마우스와 교차 반응하며 히스톤 메틸화, 전사 억제 및 DNA 손상 반응 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] PRMT6 토끼 pAb
비고/별칭	HRMT1L6; T6
종	인간
유전자 ID (인간)	55170
유전자 ID	55170
면역원	인간 PRMT6 (NP_060607.2)의 아미노산 1-375에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q96LA8
단백질 분자량	42kDa
배송 방식	아이스 팩