


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Prmt6 토끼 다클론 항체 - Q96La8

품목 번호: CM0021237



소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 PRMT6 토끼 다클론 항체. 전사 억제, DNA 복구 및 RNA 스플라이싱에 관여하는 히스톤 아르기닌 메틸트랜스퍼라제인 인간 PRMT6을 검출합니다. 후성유전학 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PRMT6 토끼 pAb
비고/별칭	HRMTIL6; PRMT6
종	인간
유전자ID (인간)	55170
유전자ID	55170
면역원	인간 PRMT6 (NP_060607.2)의 아미노산 1-375에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q96LA8
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백