

Wb, Elisa용 Anti-Prmt7 폴리클론항체 - Q9Nvm4

품목 번호: CM0015213

소개

인간 PRMT7(Q9NVM4)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차반응합니다. 히스톤 메틸화, snRNP 조립, 유전자 각인 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PRMT7 Rabbit pAb
비고/별칭	SBIDDS; PRMT7
종	인간
유전자 ID	54496 (인간)
면역원	인간 PRMT7 (NP_061896.1)의 아미노산 513-692에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NVM4
단백질 분자량	78kDa
배송	아이스백