

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Prmt7 다클론 항체 - Q9Nvm4

품목 번호: CM0022305

소개

WB, IHC-P, ELISA용 인간 PRMT7(단백질 아르기닌 N-메틸전이효소 7)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 염색질 조절, 유전자 각인 및 snRNP 조립 연구에 사용됩니다. 인간 샘플에서 검증되었습니다. 78kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PRMT7 토끼 pAb
비고/별칭	SBIDDS; PRMT7
종	인간
유전자 ID(인간)	54496
유전자 ID	54496
면역원	인간 PRMT7(NP_061896.1)의 아미노산 513-692에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NVM4
단백질 분자량	78kDa
배송	아이스팩