

웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Prmt7 Rabbit Monoclonal Antibody - Q9Nvm4

품목 번호: CM0003011

소개

인간 PRMT7(Q9NVM4)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. 아르기닌 메틸화 및 염색질 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PRMT7 Rabbit mAb
비고/별칭	SBIDDS; PRMT7
종	인간
유전자 ID (인간)	54496
유전자 ID	54496
면역원	합성 펩타이드 인간 PRMT7 (Q9NVM4)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NVM4
단백질 분자량	78kDa
배송	아이스백