

Wb 및 Elisa용 Anti-Prmt8 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Nr22

품목 번호: CM0019124



소개

Western blot 및 ELISA용 고품질 anti-PRMT8 토끼 폴리클론 항체. 인간, 마우스 및 쥐 PRMT8을 검출합니다. 단백질 아르기닌 메틸화, 염색질 조절 및 뇌 특이적 기능 연구에 적합. SWISS: Q9NR22.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PRMT8 Rabbit pAb
비고/별칭	HRMT1L3; HRMT1L4; PRMT8
종	인간
GeneID (인간)	56341
GeneID	56341
면역원	인간 PRMT8 (NP_062828.3)의 아미노산 200-380에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9NR22
단백질 분자량	45 kDa
배송	아이스백