


Anti-Prmt9 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q6P2P2

품목 번호: CM0018133



소개

인간 PRMT9를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간 샘플에서의 대체 스플라이싱 및 단백질 아르기닌 메틸화 연구를 위한 신뢰할 수 있는 도구입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PRMT9 Rabbit pAb
비고/별칭	PRMT10; PRMT9
종	인간
유전자 ID (인간)	90826
유전자 ID	90826
면역원	인간 PRMT9 (NP_612373.2)의 아미노산 1-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q6P2P2
단백질 분자량	95kDa
배송	아이스백