


Wb 및 Elisa용 항Procr (Epcr) 토끼 다클론 항체 - Q9Unn8

품목 번호: CM0025427



소개

인간 PROCR(내피 단백질 C 수용체, EPCR)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 마우스와 교차 반응합니다. 응고 연구 및 진단 검사 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PROCR 토끼 pAb
비고/별칭	CCCA; EPCR; CCD41; PROCR
종	인간
GeneID (인간)	10544
GeneID	10544
면역원	인간 PROCR (NP_006395.2)의 아미노산 18-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9UNN8
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스 팩