


Anti-Procr 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa 용) - Q9Unn8

품목 번호: CM0017702



소개

인간 PROCR(내피 단백질 C 수용체)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 혈액 응고 및 내피 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PROCR 토끼 pAb
비고/별칭	CCCA; EPCR; CCD41; PROCR
종	인간
유전자ID (인간)	10544
유전자ID	10544
면역원	인간 PROCR (NP_006395.2)의 아미노산 19-209번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UNN8
단백질 분자량	27kDa
배송 방식	아이스백