


Wb, If-P, Elisa용 항프로엔케팔린-A 단클론 항체 - P01210

품목 번호: CM0006783



소개

인간 프로엔케팔린-A(PENK)에 대한 토끼 단클론 항체. WB, IF-P 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 통각 인지 및 오피오이드 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	프로엔케팔린-A 토끼 mAb
비고/별칭	PE; PENK-A; Proenkephalin-A
종	인간
유전자ID (인간)	5179
면역원	인간 PENK (NP_001129162.1)의 아미노산 25-267에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P01210
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스백