


Wb 및 Elisa용 Anti-Profilin1 다클론 항체 - P07737

품목 번호: CM0014516



소개

사람 Profilin1(SWISS: P07737)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스, 랫드 및 원숭이와 교차 반응합니다. Profilin1은 액틴 동역학과 세포골격 구조를 조절합니다. 세포골격 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Profilin1 토끼 pAb
비고/별칭	ALS18; Profilin1
종	사람
유전자 ID(사람)	5216
유전자 ID	5216
면역원	사람 Profilin1(NP_005013.1)의 아미노산 1-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드, 원숭이
SWISS	P07737
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스팩