


Wb, Elisa용 항프로필린1 토끼 단클론 항체 - P07737

품목 번호: CM0005744



소개

인간, 생쥐, 쥐 프로필린-1(P07737)을 인식하는 WB 및 ELISA용 프로필린1 토끼 단클론 항체입니다. 세포골격 및 액틴 결합 연구에 검증되었으며 신경변성 및 ALS 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	프로필린1 토끼 mAb
비고/별칭	ALS18; 프로필린1
종	인간
유전자 ID (인간)	5216
유전자 ID	5216
면역원	합성 펩타이드: 인간 PFN1(P07737)의 아미노산 61-140 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P07737
단백질 분자량	15kDa
배송 방식	아이스 팩