

Wb, Elisa용 항-프로가스트린 방출 펩타이드 토끼 다클론 항체 - P07492

품목 번호: CM0022497



소개

사람 프로가스트린 방출 펩타이드(GRP)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 예측 분자량은 16 kDa이며 WB 및 ELISA에 사용됩니다. 마우스와 교차 반응합니다. 위장관 호르몬 및 가려움 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	프로가스트린 방출 펩타이드 토끼 pAb
비고/별칭	BN; GRP-10; proGRP; preproGRP; 프로가스트린 방출 펩타이드
종	사람
GeneID (사람)	2922
GeneID	2922
면역원	사람 프로가스트린 방출 펩타이드 제조합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P07492
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스팩