

Wb, Elisa용 항-프로게스테론 수용체 토끼 단일클론 항체 - P06401

품목 번호: CM0003786



소개

인간 프로게스테론 수용체(PR, NR3C3)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블로팅(WB) 및 ELISA에 적합합니다. 호르몬 신호 전달 및 생식 조직 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Progesterone Receptor Rabbit mAb
비고/별칭	PR; NR3C3; Progesterone Receptor
종	Human
유전자 ID (인간)	5241
면역원	인간 프로게스테론 수용체(P06401)의 아미노산 600-700에 해당하는 재조합 용합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	P06401
단백질 분자량	99 kDa
배송	아이스 팩