

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-프로게스테론 수용체 토끼 폴리클로날 항체 - P06401

품목 번호: CM0017355



소개

인간 프로게스테론 수용체(PR, NR3C3)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 생식 생물학 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	프로게스테론 수용체 토끼 pAb
비고/별칭	PR; NR3C3; 프로게스테론 수용체
종	인간
유전자 ID (인간)	5241
유전자 ID	5241
면역원	인간 프로게스테론 수용체(NP_000917.3)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P06401
단백질 분자량	99kDa
배송	아이스백