

Wb, If/Icc, Elisa용 항프로그래뉴린(그라눌린) 토끼 다클론 항체 - P28799

품목 번호: CM0018065



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 인간 프로그래뉴린(그라눌린)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 염증, 상처 치유 및 리소좀 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	그라눌린 토끼 pAb
비고/별칭	GEP, GP88, PEPI, PGRN, CLN11, PCDGF, Granulin
종	인간
유전자 ID	2896
면역원	인간 그라눌린(NP_002078.1)의 아미노산 20-310에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P28799
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스팩