

Anti-Prohibitin 2 (Phb2) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q99623

품목 번호: CM0027165



소개

인간 Prohibitin 2 (PHB2)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 샘플과 반응합니다. 미토콘드리아 기능, 전사 조절 및 암 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Prohibitin 2 (PHB2) Rabbit pAb
비고/별칭	BAP; REA; p22; hBAP; Bap37; BCAP37; PNAS-141; Prohibitin 2 (PHB2)
종	인간
유전자 ID (인간)	11331
유전자 ID	11331
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q99623
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스 팩