

Wb용 항-Prohibitin 토끼 단클론 항체 - P35232

품목 번호: CM0002618



소개

인간 Prohibitin(PHB, P35232)을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 30kDa 단백질을 검출합니다. 미토콘드리아, 세포 신호 전달 및 전사 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Prohibitin 토끼 mAb
비고/별칭	PHB; HEL-215; HEL-S-54e; Prohibitin
종	인간
GeneID	5245
면역원	인간 Prohibitin(P35232)의 아미노산 100-200 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P35232
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스 팩