

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Prohibitin 토끼 다클론 항체 - P35232

품목 번호: CM0013003



소개

인간 Prohibitin(PHB)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드, 원숭이와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 및 신호전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Prohibitin 토끼 pAb
비고/별칭	PHB; HEL-215; HEL-S-54e; Prohibitin
종	인간
유전자 ID(인간)	5245
유전자 ID	5245
면역원	인간 Prohibitin(NP_002625.1)의 아미노산 73-272에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드, 원숭이
SWISS	P35232
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스팩