

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Prokineticin-2 폴리클로날 항체 - Q9Hc23

품목 번호: CM0028357

소개

인간 Prokineticin-2에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와의 교차 반응성을 보입니다. 생체리듬 및 위장관 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PROK2 Rabbit pAb
비고/별칭	BV8, HH4, PK2, KAL4, MIT1, PROK2
종	인간
GeneID (인간)	60675
GeneID	60675
면역원	인간 PROK2 (NP_001119600.1)의 아미노산 20-129에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9HC23
단백질 무게	14kDa
배송	아이스백