


If/Icc, Elisa용 항프로락틴 유도 단백질(Pip) 다클론 항체 - P12273

품목 번호: CM0027896



소개

인간 프로락틴 유도 단백질(PIP/GCDFP-15)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 17 kDa 성숙 분비 당단백질을 인식합니다. 인간과 교차 반응합니다. 유방암 및 외분비선 연구에 사용하세요.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PIP 토끼 pAb
비고/별칭	GPIP4; BRST-2; GCDFP15; GCDFP-15; PIP
종	인간
유전자 ID (인간)	5304
유전자 ID	5304
면역원	제조항 단백질 인간 PIP (NP_002643.1)의 아미노산 29-146에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 용합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P12273
단백질 분자량	17kDa
배송 방법	아이스 팩