

Wb용 항프로릴 히드록실라제 Phd1 (Egln2) 단클론 항체 - Q96Ks0

품목 번호: CM0009688



소개

인간 EGLN2 (PHD1/HIF-PH1)에 대한 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블로팅과 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 세포성 산소 감지, HIF 분해 및 저산소증 관련 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	프로릴 히드록실라제 PHD1 (EGLN2) 토끼 mAb
비고/별칭	EIT6; PHD1; EIT-6; HPH-1; HPH-3; HIFPH1; HIF-PH1; Prolyl hydroxylase PHD1 (EGLN2)
종	인간
유전자 ID (인간)	112398
유전자 ID	112398
면역원	인간 프로릴 히드록실라제 PHD1 (EGLN2) (Q96KS0)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96KS0
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스 팩