

Anti-Prolyl Hydroxylase Phd1 (Egln2) 폴리클론항체 For Wb, Ip, Elisa - Q96Ks0

품목 번호: CM0024454



소개

인간 Prolyl hydroxylase EGLN2 (PHD1/HIF-PH1)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체. WB, IP, ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차반응. 저산소증 및 HIF 경로 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Prolyl hydroxylase PHD1 (EGLN2) Rabbit pAb
비고/별칭	EIT6; PHD1; EIT-6; HPH-1; HPH-3; HIFPH1; HIF-PH1
종	인간
GeneID	112398
면역원	인간 Prolyl hydroxylase PHD1 (EGLN2) (NP_444274.1)의 아미노산 200-300에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96KS0
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백