

Wb 및 Elisa용 Anti-Prop1 토끼 다클로날 항체 - O75360

품목 번호: CM0021574

소개

이 토끼 다클로날 항체로 호메오박스 단백질 prophet of Pit-1 (PROP1)를 검증하세요. WB 및 ELISA에 적합하며 마우스와 교차 반응성을 가집니다. 뇌하수체 발달 및 CPHD2 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PROP1 Rabbit pAb
비고/별칭	CPHD2; PROP-1; PROP1
종	사람(Human)
GeneID (사람)	5626
GeneID	5626
면역원	사람 PROP1 (NP_006252.3)의 아미노산 50-150 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse)
SWISS	O75360
단백질 크기	25kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)