

Wb, Elisa용 항프로단백질 전환효소 9 (Pcsk9) 토끼 단클론 항체 - Q8Nbp7

품목 번호: CM0005951



소개

WB 및 ELISA용 토끼 항PCSK9 단클론 항체입니다. 인간, 생쥐 및 쥐 PCSK9를 인식합니다. 콜레스테롤 항상성, LDLR 분해 및 심혈관 질환 연구에 적합합니다. SWISS: Q8NBP7.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	프로단백질 전환효소 9(PCSK9) 토끼 단클론 항체
비고/별칭	FH3; PC9; FHCL3; NARCI; LDLCQ1; NARC-1; HCHOLA3; 프로단백질 전환효소 9(PCSK9)
종	인간
유전자ID (인간)	255738
유전자ID	255738
면역원	인간 프로단백질 전환효소 9(PCSK9) (Q8NBP7)의 아미노산 500-600에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q8NBP7
단백질 분자량	74 kDa
배송	아이스 팩