

Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 항프로단백질 전환효소 9 (Pcsk9) 토끼 다클론 항체 - Q8Nbp7

품목 번호: CM0028127



소개

인간 프로단백질 전환효소 9 (PCSK9)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 74 kDa 콜레스테롤 조절 단백질 PCSK9를 표적으로 합니다. LDLR 분해 및 콜레스테롤 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	프로단백질 전환효소 9(PCSK9) 토끼 pAb
비고/별칭	FH3; PC9; FHCL3; NARC1; LDLCQ1; NARC-1; HCHOLA3; 프로단백질 전환효소 9(PCSK9)
종	인간
유전자 ID (인간)	255738
유전자 ID	255738
면역원	인간 프로단백질 전환효소 9(PCSK9) (NP_777596.2)의 아미노산 590-692 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q8NBP7
단백질 분자량	74 kDa
배송	아이스백