

Anti-Pros1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P07225

품목 번호: CM0014694



소개

인간 PROS1 (Protein S)에 대한 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 인간, 마우스, 랫트에 반응성을 나타냅니다. 응고 및 혈전증 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PROS1 Rabbit pAb
비고/별칭	PSA; PROS; PS21; PS22; PS23; PS24; PS25; THPH5; THPH6; PROS1
종(Species)	Human
GeneID (Human)	5627
GeneID	5627
면역원(Immunogen)	인간 PROS1 (NP_000304.2)의 아미노산 405-676에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P07225
단백질 분자량	75kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)