


## Wb, Ihc-P, Elisa용 항프로테아좀 20S Lmp7/Psmb8 단클론 항체 - P28062

품목 번호: CM0005749



### 소개

WB, IHC-P, ELISA용 프로테아좀 서브유닛 베타 타입-8 (LMP7/PSMB8)에 대한 토끼 단클론 항체. 사람, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 면역프로테아좀 기능 및 항원 처리 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | 프로테아좀 20S LMP7/PSMB8 토끼 mAb                                                               |
| 비고/별칭       | JMP; ALDD; LMP7; NKJO; D6S216; PRAASI; PSMB5i; RING10; D6S216E; Proteasome 20S LMP7/PSMB8 |
| 종           | 사람                                                                                        |
| GeneID (사람) | 5696                                                                                      |
| GeneID      | 5696                                                                                      |
| 면역원         | 사람 프로테아좀 20S LMP7/PSMB8의 재조합 단백질                                                          |
| 기원          | 토끼                                                                                        |
| 카테고리        | 단클론 항체                                                                                    |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, ELISA                                                                          |
| 교차 반응성      | 사람, 마우스, 쥐                                                                                |
| SWISS       | P28062                                                                                    |
| 단백질 분자량     | 30kDa                                                                                     |
| 배송          | 아이스백                                                                                      |