


Wb, If-P, Elisa용 단백질 C 항체 단일클론 항체 - P04070

품목 번호: CM0008263



소개

인간 단백질 C(SWISS P04070)를 표적하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF-P 및 ELISA에 적합하며 마우스와 교차 반응성을 가집니다. 응고 조절 및 내피 장벽 연구에 사용하기 위한 연구용입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	응고 단백질 C 토끼 mAb
비고/별칭	PC; APC; PROC1; THPH3; THPH4; 응고 단백질 C
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	5624
GeneID	5624
면역원(Immunogen)	인간 응고 단백질 C(P04070)의 아미노산 300-461에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P04070
단백질 분자량	52kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)