


Anti-Proteinase K 토끼 다클론 항체 - P06873

품목 번호: CM0021463



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 Proteinase K에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 진균 Proteinase K(P06873)에 특이적이며, 단백질 분해 활성 및 케라틴 가수분해 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Proteinase K 토끼 pAb
종	인간
면역원	Proteinase K 재조합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	진균
SWISS	P06873
배송	아이스팩