


Anti-Prothrombin (F2) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P00734

품목 번호: CM0017158



소개

인간 프로트롬빈(F2)을 표적으로 하는 고품질의 토끼 다클로널 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었으며, 이 항체는 응고 연구, 지혈 연구 및 진단 검사 개발을 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	F2 Rabbit pAb
비고/별칭	PT; THPH1; RPRGL2; F2
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	2147
유전자 ID	2147
면역원(Immunogen)	인간 F2 (NP_000497.1)의 아미노산 364-622에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	P00734
단백질 분자량	70kDa
배송(Shipping)	Ice bag