

Wb, Elisa용 항Prox1 토끼 다클론 항체 - Q92786

품목 번호: CM0014302



소개

이 PROX1 토끼 다클론 항체는 웨스턴 블롯과 ELISA에서 인간, 마우스, 래트 PROX1을 검출하도록 검증되었으며 발생생물학 및 일주기 리듬 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PROX1 토끼 pAb
비고/별칭	PROX1
종	인간
유전자ID (인간)	5629
유전자ID	5629
면역원	재조합 단백질[인간 PROX1 (NP_002754.2)의 아미노산 220-375번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질]
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q92786
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스팩