

Wb, Elisa용 항-Prp19 다클론 항체 - Q9Ums4

품목 번호: CM0028430



소개

인간 PRP19(Pre-mRNA-processing factor 19)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 스플라이싱 및 DNA 수리 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	PRP19 토끼 pAb
비고/별칭	PSO4, SNEV, PRP19, UBOX4, hPSO4, NMP200
종	인간
유전자 ID (인간)	27339
유전자 ID	27339
면역원	인간 PRP19 (NP_055317.1)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UMS4
단백질 분자량	55kDa
배송 방법	아이스 팩