

Wb용 항-Prp19 다클론 항체 - Q9Ums4

품목 번호: CM0016538



소개

인간 PRP19(PSO4/SNEV)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응하며 pre-mRNA 스플라이싱 및 DNA 손상 복구 기전 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PRP19 토끼 pAb
비고/별칭	PSO4; SNEV; PRP19; UBOX4; hPSO4; NMP200
종	인간
GeneID (인간)	27339
GeneID	27339
면역원	인간 PRP19(NP_055317.1)의 아미노산 127-416에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UMS4
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스 팩