

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Prp19 토끼 단일클론 항체 - Q9Ums4

품목 번호: CM0006247



소개

인간 PRPF19(PRPF19/SNEV)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. pre-mRNA 스플라이싱, DNA 복구 및 암 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PRP19 토끼 mAb
비고/별칭	PSO4; SNEV; PRP19; UBOX4; hPSO4; NMP200
종	인간
GeneID (인간)	27339
GeneID	27339
면역원	인간 PRPF19(Q9UMS4)의 아미노산 400-504에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9UMS4
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스팩