

Anti-Prp31 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wwy3

품목 번호: CM0029294



소개

이 PRPF31 토끼 폴리클론항체로 pre-mRNA 스플라이싱을 검증하세요. 인간, 마우스, 래트에 특이적이며 WB, IHC-P, ELISA에 이상적입니다. 스플라이소좀 조립에 필수적인 55kDa U4/U6 snRNP 구성 요소입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PRPF31 Rabbit pAb
비고/별칭	RP11; PRP31; SNRNP61; NY-BR-99; PRPF31
종 특이성	인간
유전자 ID (인간)	26121
유전자 ID	26121
면역원	인간 PRPF31 (NP_056444.3)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8WWY3
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백