

Anti-Prp6 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - O94906

품목 번호: CM0023222



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Anti-PRP6 토끼 다클로날 항체로, 인간 반응성을 나타냅니다. 전령 RNA 스플라이싱, 안드로젠 수용체 신호 전달, 및 망막 색소 변성 메커니즘 연구를 위한 핵심 도구입니다. - O94906

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PRPF6 Rabbit pAb
비고/별칭	TOM; ANT1; Prp6; RP60; ANT-1; hPrp6; U5-102K; C20orf14; SNRNP102; PRPF6
종(Species)	Human
GeneID (Human)	24148
GeneID	24148
면역원(Immunogen)	Recombinant Protein
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	O94906
단백질 분자량	107kDa
배송(Shipping)	Ice bag