

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Prpf3 토끼 다클론 항체 - O43395

품목 번호: CM0028849



소개

핵심 스플라이세오좀 구성 요소인 PRPF3를 검출하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성이 확인되었으며 WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에서 검증되었습니다. 스플라이싱 및 색소성 망막염 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PRPF3 토끼 pAb
비고/별칭	PRP3, RP18, HPRP3, Prp3p, HPRP3P, SNRNP90, PRPF3
종	인간
유전자ID (인간)	9129
유전자ID	9129
면역원	인간 PRPF3 (NP_004689.1)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43395
단백질 분자량	78kDa
배송	아이스백