

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Prpf4 Rabbit Polyclonal Antibody - O43172

품목 번호: CM0028133



소개

스플라이서솜 조립과 pre-mRNA 스플라이싱에 중요한 U4/U6 snRNP 단백질인 PRPF4를 표적하는 토끼 폴리클로날 항체. 인간, 마우스, 래트 반응성을 갖춘 WB, IHC-P, ELISA 검증 완료. 연구용.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PRPF4 Rabbit pAb
비고/별칭	PRP4, RP70, HPRP4, Prp4p, HPRP4P, SNRNP60, PRPF4
종	인간
GeneID	9128
면역원	인간 PRPF4 (NP_004688.2)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43172
단백질 무게	58kDa
배송	아이스백