


Wb 및 Elisa용 항-Prpf4B 토끼 다클론 항체 - Q13523

품목 번호: CM0014763



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 PRPF4B 토끼 다클론 항체입니다. 스플라이세오솜 조립, 유사분열 및 힙포 신호전달에 관여하는 키나아제인 인간, 마우스, 래트 PRPF4B를 인식합니다. 크로마틴 및 스플라이싱 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PRPF4B 토끼 pAb
비고/별칭	PR4H; PRP4; PRP4H; PRP4K; dJ1013A10.1; PRPF4B
종	인간
유전자 ID (인간)	8899
면역원	재조합 단백질 인간 PRPF4B (NP_003904.3)의 아미노산 550-760에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13523
단백질 분자량	117kDa
배송	아이스백