

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Prpf8 단일클론 항체 - Q6P2Q9

품목 번호: CM0008188



소개

CamelBio는 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 PRPF8 Rabbit mAb(Q6P2Q9)를 제공합니다. 인간, 마우스 및 랫트의 PRPF8(핵심 스플라이싱 인자)을 인식합니다. 재조합 면역원이 특이성을 보장합니다. pre-mRNA 스플라이싱 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PRPF8 Rabbit mAb
비고/별칭	PRP8; RP13; HPRP8; PRPC8; SNRNP220; PRPF8
종	인간
GeneID (인간)	10594
GeneID	10594
면역원	인간 PRPF8 (Q6P2Q9)의 아미노산 2200-2335에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q6P2Q9
단백질 분자량	274kDa
배송	아이스백