

Wb, If/Icc, Elisa용 항Prph 토끼 다클론 항체 - P41219

품목 번호: CM0025794

소개

인간 PRPH(페리페린)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 뉴런 중간섬유 연구 및 신경변성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PRPH 토끼 pAb
비고/별칭	NEF4; PRPH1; PRPH
종	인간
유전자 ID	5630 (인간)
면역원	인간 PRPH(NP_006253.2)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P41219
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스 팩