


## Wb, Elisa용 항-Prps2 다클론 항체 - P11908

품목 번호: CM0018556



### 소개

사람 PRPS2(리보스-인산 피로인산키나제 2)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 랫드와 교차 반응합니다. 뉴클레오타이드 생합성 연구를 위한 핵심 도구입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수       | 값                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명        | PRPS2 토끼 pAb                                                 |
| 비고/별칭      | PRPSII; PRPS2                                                |
| 종          | 사람                                                           |
| 유전자 ID(사람) | 5634                                                         |
| 유전자 ID     | 5634                                                         |
| 면역원        | 사람 PRPS2(NP_002756.1)의 아미노산 1~240번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 유래         | 토끼                                                           |
| 분류         | 다클론 항체                                                       |
| 적용 분야      | WB, ELISA                                                    |
| 교차 반응성     | 사람, 랫드                                                       |
| SWISS      | P11908                                                       |
| 단백질 분자량    | 35kDa                                                        |
| 배송         | 아이스팩                                                         |