


Anti-Prpsap2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - O60256

품목 번호: CM0017301



소개

인간 PRPSAP2(PAP41)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응. 41 kDa 밴드를 검출함. 뉴클레오타이드 생합성 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PRPSAP2 Rabbit pAb
비고/별칭	PAP41; PRPSAP2
종	인간
GeneID (인간)	5636
면역원	인간 PRPSAP2 (NP_001340030.1)의 아미노산 211-252에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O60256
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백