

웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Prr12 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9ULL5

품목 번호: CM0020476

소개

인간 PRR12를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었으며 쥐 및 래트와의 교차 반응성을 보입니다. 염색질 생물학 및 신경발달 연구에 적합합니다. - Q9ULL5

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PRR12 Rabbit pAb
비고/별칭	NOC; KIAA1205; PRR12
종	인간
유전자 ID (인간)	57479
유전자 ID	57479
면역원	인간 PRR12 (NP_065770.1)의 아미노산 1687-2036에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 래트
SWISS	Q9ULL5
단백질 분자량	211kDa
배송	아이스백