

Wb, Elisa용 Anti-Prr16 토끼 다클로날 항체 - Q569H4

품목 번호: CM0023122

소개

WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스 교차 반응성을 갖는 인간 PRR16/Largen을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 세포 크기 및 미토콘드리아 기능을 조절하며, 세포 생물학 및 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PRR16 Rabbit pAb
비고/별칭	DSC54; LARGEN; PRR16
종(Species)	Human (인간)
GeneID (human)	51334
GeneID	51334
면역원(Immunogen)	Synthetic Peptide (합성 펩타이드)
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse (마우스)
SWISS	Q569H4
단백질 분자량	33kDa
배송(Shipping)	Ice bag (아이스백)