

## Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Prr5 폴리클로날 항체 - P85299

품목 번호: CM0013249

### 소개

사람, 쥐, 랫트 샘플에서 WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 mTORC2 서브유닛 및 종양 억제인자인 PRR5 (Protor-1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명         | PRR5 Rabbit pAb                                               |
| 비고/별칭       | PP610; PROTOR1; PROTOR-1; FLJ20185k; PRR5                     |
| 종           | 사람 (Human)                                                    |
| GeneID (사람) | 55615                                                         |
| GeneID      | 55615                                                         |
| 면역원         | 사람 PRR5 (NP_851850.1)의 아미노산 190-388에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원         | 토끼 (Rabbit)                                                   |
| 카테고리        | 폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)                              |
| 애플리케이션      | WB, IF/ICC, ELISA                                             |
| 교차 반응성      | 사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)                               |
| SWISS       | P85299                                                        |
| 단백질 분자량     | 43kDa                                                         |
| 배송          | 아이스백                                                          |