

Wb 및 Elisa용 Anti-Prrx1 토끼 다클론 항체 - P54821

품목 번호: CM0015929

소개

인간 PRRX1(PMX1, PRX1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 전사 조절, 근섬유아세포 분화 및 상처 치유 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PRRX1 토끼 pAb
비고/별칭	PMX1; PRX1; AGOTC; PHOX1; PRX-1; PRRX1
종	인간
GeneID (인간)	5396
GeneID	5396
면역원	인간 PRRX1(NP_073207.1)의 아미노산 1-90에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P54821
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백